

λ polyA⁺ RNA-A

Code No.TX802

Size : 10 μ l

Shipping at — 80°C

Store at — 80°C

Supplied Reagents : DEPC treated water 1 ml

Lot No.

Conc. : 10 ng/ μ l

Expiration Date :

Description:

λ polyA⁺ RNA-A is RNA fragments (about 1.0 kb) attached with poly A, which are synthesized by *in vitro* transcription using λ DNAs template. These RNA fragments have the sequence complementary with λ DNA fragments (λ 1000 or lambda A) which are spotted on the products of TaKaRa IntelliGene™ Series. Store this product separately in each small amount after diluting them to the appropriate concentration by DEPC treated water.

For normalization of DNA microarray for eukaryote, this product is utilized for internal control.

For Real-time RT-PCR for eukaryote, this product is utilized for external RNA as reference with the use of Real Time Primer for λ poly A (Cat. #3786)

Usage :

Hybridization of DNA microarray

Before the fluorescent-labeling reaction, add the appropriate amount* of λ polyA⁺ RNA-A into RNA sample. Then label the sample and use it as the probe for hybridization. Adding the same amount of λ poly A⁺ RNA-A into both reference and test sample will enable to normalize the signals after the labeling reaction. Store this product in aliquots after diluting them to the appropriate concentration by DEPC treated water.

* : In case of using the TaKaRa IntelliGene™ for Eukaryote, it is recommended to add 100 - 500 pg of λ poly A⁺ RNA-A into each RNA sample.

To utilize this product for self-production of DNA microarray, immobilize DNA fragments (λ 1000 or λ DNA-A), which are produced by using λ Control Template & Primer Set-A (Cat. #TX803), on the DNA chips.

Real time RT-PCR

Regarding protocol, please refer to the product manual supplied with Real Time Primer for λ poly A (Cat.# 3786). Dilute this product by Easy Dilution (supplied in Cat.#3786) as protocol.

Notice :

Avoid freeze-thaw of this product , which are liable to disintegrate. Utilize this product according to the Notice for using RNA samples.

Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from TAKARA BIO INC. If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 543 7247 or from our website at www.takara-bio.com.

λ polyA⁺ RNA-A

Code No. TX802

Size : 10 μl

Shipping at - 80°C

Store at - 80°C

添付試薬：DEPC treated water

1 ml

Lot No. (英文面をご覧ください。)

濃度： (英文面をご覧ください。)

品質保証期限： (英文面をご覧ください。)

●製品説明

本製品は、λ DNA を鋳型に *in vitro* transcription にて合成した poly A 付きの約 1.0 kb の RNA 断片で、TaKaRa IntelliGene® シリーズ上にスポットされている λ DNA 断片 (λ 1000 もしくは λ DNA-A) と相補的な配列を有している。

真核生物を対照とした DNA チップのハイブリダイゼーションにおいて、補正を行う際のインターナルコントロールとして用いる。

また、真核生物を対照としたリアルタイム RT-PCR において、Real Time Primer for λ polyA (製品コード 3786) と組み合わせてレファレンス用の外部標準 RNA として用いる。

●使用方法

DNA チップのハイブリダイゼーション

蛍光標識反応時に、本製品適当量*を RNA サンプルに加えて標識し、ハイブリダイゼーションする。リファレンスとテストサンプルに等量ずつ添加する事により、標識反応以後の補正が可能となる。本製品の希釈は添付の DEPC treated water で行い、少量ずつ分注して保存する。

*：真核生物を対象とした IntelliGene® を用いる場合、本製品を各 100 ~ 500 pg 程度 RNA サンプルに添加することをおすすめします。

また、DNA チップを自作する場合は、λ Control Template & Primer Set-A (製品コード TX803) を用いて作製した DNA 断片 (λ 1000 もしくは λ DNA-A) を DNA チップに固定化しておけば、本製品を使用できます。

リアルタイム RT-PCR

本製品の使用方法については、Real Time Primer for λ poly A (製品コード 3786) の取扱説明書をご確認ください。

本製品の希釈は、EASY Dilution (製品コード 3786 に添付) で行ってください。

●使用上の注意

RNA は分解されやすいので、凍結融解は避けてください。

また使用にあたっては、RNA サンプルを使用する場合の注意に従って行ってください。

●注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。

タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

v201103Da

製品についての
技術的なお問い合わせ先

TaKaRa テクニカルサポートライン

Tel 077-543-6116
Fax 077-543-1977